

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Chchd6 Per Wb, Elisa - Q9Brq6

Numero articolo: CM0017403

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CHCHD6 umano (subunità MIC25 del complesso MICOS), adatto per WB ed ELISA. Mira a una proteina della membrana interna mitocondriale cruciale per l'architettura delle giunzioni delle creste. Reagisce in modo crociato con l'umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CHCHD6 Rabbit pAb
Note/Alias	CHCM1; Mic25; MICOS25; PPP1R23; CHCHD6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	84303
ID Gene	84303
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-235 di CHCHD6 umano (NP_115719.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9BRQ6
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio