


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Chchd7 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Buk0

Numero articolo: CM0023515



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al CHCHD7 umano (COX23). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca mitocondriale e gli studi sui riarrangiamenti cromosomici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CHCHD7 pAb coniglio
Note/Alias	COX23; CHCHD7
Specie	Umano
Gene ID	79145
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-97 del CHCHD7 umano (NP_077276.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9BUK0
Peso proteico	10kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio