


Anticorpo Monoclonale Anti-Chd1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - O14646

Numero articolo: CM0005326



introduzione

Anticorpo monoclonale Anti-CHD1 di coniglio validato per WB ed ELISA. Bersaglia CHD1 umano, un rimodellatore della cromatina ATP-dipendente coinvolto nella trascrizione e nello splicing. Ideale per la ricerca epigenetica e dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-CHD1
Osservazioni/Alias	CHD-1; PILBOS; CHD1
Specie	Umano
GenelD	1105
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1510-1710 di CHD1 umano (NP_001261.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O14646
Peso Proteico	197 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante