

Anticorpo Policlonale Anti-Chd2 Per Wb, Elisa - O14647

Numero articolo: CM0024747

introduzione

Convalida la funzione di rimodellamento della cromatina CHD2 con questo anticorpo policlonale di coniglio, adatto per WB ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sull'epigenetica e la miogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CHD2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	EEOC; DEE94; CHD2
Specie	Umano
Gene ID (umano)	1106
Gene ID	1106
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-223 del CHD2 umano (NP_001036037.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O14647
Peso proteico	211kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio