

Anticorpo Policlonale Anti-Chd2 Per Wb, Elisa - O14647

Numero articolo: CM0014021

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CHD2 validato per WB ed ELISA contro CHD2 umano. Ideale per studi sul rimodellamento della cromatina, sulla miogenesi e sulla regolazione della trascrizione in linee cellulari umane.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CHD2 Rabbit pAb
Note/Alias	EEOC, DEE94, CHD2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	1106
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1729-1828 di CHD2 umano (NP_001262.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O14647
Peso della proteina	211 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante