

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Chd3 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12873

Numero articolo: CM0007931

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CHD3 validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva la CHD3 umana, di topo e di ratto, un rimodellatore cromatinico del complesso NuRD da 227 kDa coinvolto nella repressione trascrizionale. Ideale per la ricerca sull'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CHD3 Rabbit mAb
Note / Alias	ZFH; Mi-2a; SNIBCPS; Mi2-ALPHA; CHD3
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1107
GeneID	1107
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q12873
Peso proteico	227 kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato