

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Chd3 Per Wb, Elisa - Q12873

Numero articolo: CM0023413

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro CHD3 (Mi-2alpha), validato per WB ed ELISA. Per la ricerca sul rimodellamento della cromatina e sul complesso NuRD. Reagisce incrociato con umano, topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CHD3 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ZFH; Mi-2a; SNIBCPS; Mi2-ALPHA; CHD3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1107
GenelD	1107
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1900-2000 del CHD3 umano (NP_001005273.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12873
Peso proteico	227kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio