


Anticorpo Monoclonale Anti-Chd4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14839

Numero articolo: CM0007135



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CHD4 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Il bersaglio è un rimodellatore della cromatina dipendente da ATP nel complesso NuRD, coinvolto nella regolazione della trascrizione e nella riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CHD4 Rabbit mAb
Note/Alias	CHD-4; Mi-2b; SIHIWES; Mi2-BETA; CHD4
Specie	Umano
Gene ID	1108
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1520-1700 di CHD4 umano. (NP_001264.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14839
Peso Proteico	218kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio