

Anticorpo Policlonale Anti-Chd4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14839

Numero articolo: CM0016346



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CHD4 convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Per studi sul rimodellamento della cromatina e sulla riparazione del DNA. Swiss-Prot: Q14839.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CHD4 Rabbit pAb
Note / Alias	CHD-4; Mi-2b; SIHIWES; Mi2-BETA; CHD4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1108
GeneID	1108
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1520-1690 della CHD4 umana (NP_001264.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14839
Peso proteico	218 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio