

Anticorpo Policlonale Anti-Chd9 Per Wb Ed Elisa - Q3L8U1

Numero articolo: CM0018320

introduzione

CHD9 Rabbit pAb - validato per WB ed ELISA. Rileva CHD9 umano e murino (previsto 326 kDa), un rimodellatore della cromatina coinvolto nella regolazione trascrizionale. Immunogeno ricombinante (aa 85-190). Per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CHD9 Rabbit pAb
Note/Alias	AD013; CHD-9; CReMM; KISH2; PRIC320; CHD9
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	80205
ID Gene	80205
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 85-190 di CHD9 umano (NP_079410.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q3L8U1
Peso Proteico	326kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio