

Anticorpo Policlonale Anti-Chek2 Per Wb, Elisa - Q9Z265

Numero articolo: CM0020193

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro Chek2 umano, validato per Western blotting ed ELISA con reattività crociata umana e murina. Ideale per studi sulla risposta al danno al DNA e sui checkpoint del ciclo cellulare nella ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Chek2 Rabbit pAb
Note/Alias	CHK2; Cds1; Rad53; HUCDS1; Chek2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	50883
GeneID	50883
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-215 di Chek2 umano. (NP_057890.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9Z265
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio