

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Chemerin Per Wb, Elisa - Q9Dd06

Numero articolo: CM0030257

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Chemerina murina (Rarres2), convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce con topo e ratto. Adatto per la ricerca su adipochine, infiammazione e metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Chemerin Rabbit pAb
Note/Alias	0610007L05Rik
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	5919
ID Gene	71660
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-162 della Chemerina murina (NP_082128.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9DD06
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio