

Anticorpo Policlonale Anti-Cherp Per Wb, Elisa - Q8Iwx8

Numero articolo: CM0030596

introduzione

Anticorpo Policlonale CHERP Coniglio validato per WB ed ELISA. Rileva la proteina CHERP umana, di topo e di ratto. Ideale per studi sull'omeostasi del calcio e sulla funzione del reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CHERP Rabbit pAb
Note/Alias	SRA1; DAN16; SCAF6; CHERP
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10523
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 650-750 di CHERP umano (NP_006378.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IWX8
Peso Proteico	104kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio