

Anticorpo Policlonale Anti-Chga Per Wb, Elisa - P10645

Numero articolo: CM0020780



introduzione

Anticorpo policlonale CHGA di coniglio validato per WB ed ELISA. Reagisce con CHGA umano e murino (51 kDa), una proteina della famiglia delle granine che regola la secrezione ormonale e l'immunità innata. Adatto per la ricerca neuroendocrina e cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb CHGA di coniglio
Note/alias	CGA; PHE5; PHES; CHGA
Specie	Umano
ID del gene (umano)	1113
ID del gene	1113
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 230-380 del CHGA umano (NP_001266.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P10645
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante