

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Chgb Per Wb, Elisa - P05060

Numero articolo: CM0026563

introduzione

CHGB Rabbit pAb (SCG1) per WB e ELISA. Rileva la secretogranina-1 umana e murina, una proteina delle granuli secretorie neuroendocrine. Adatto per ricerche nel midollare surrenale, feocromocitoma e studi sui biomarcatori nel liquido cerebrospinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CHGB Rabbit pAb
Note / Alias	SCG1; CHGB
Specie	Umana
ID gene (Umano)	1114
ID gene	1114
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di CHGB umano (NP_001810.2).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P05060
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio