

Anticorpo Policlonale Anti-Chi3L2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15782

Numero articolo: CM0030523



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio CHI3L2 validato per WB, IHC-P ed ELISA. Mirato alla proteina 2 simile alla chitinasi-3 umana (YKL-39), una lectina secreta con alta espressione nei condrociti, ideale per studi sulla biologia della cartilagine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CHI3L2 Coniglio pAb
Note/Alias	CHIL2; YKL39; YKL-39; CHI3L2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1117
Gene ID	1117
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-390 di CHI3L2 umano (NP_003991.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q15782
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio