


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Chia Per Wb Ed Elisa - Q9Bzp6

Numero articolo: CM0030168



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la chitinasi acida mammifera umana (CHIA), adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Utilizzabile per la ricerca sul metabolismo della chitina, l'immunità Th2 e l'infiammazione polmonare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	CHIA Rabbit pAb
Note/Alias	CHIT2; AMCASE; TSA1902; CHIA
Specie	Umano
GeneID (umano)	27159
GeneID	27159
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-368 della CHIA umana (NP_001244932.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BZP6
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio