


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Chia Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bzp6

Numero articolo: CM0028254



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la chitinasi acida mammifera umana (CHIA) per applicazioni Western blot, IHC e ELISA. Adatto per ricerche sul metabolito della chitina, l'immunità Th2 e l'asma. Reagisce in modo crociato con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CHIA Rabbit pAb
Note/Alias	CHIT2; AMCASE; TSA1902; CHIA
Specie	Uomo
GeneID (umano)	27159
GeneID	27159
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-368 della CHIA umana (NP_001244932.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BZP6
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio