

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Chit1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13231

Numero articolo: CM0019591



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CHIT1 (Chitotriosidasi-1) umana, adatto per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con esseri umani e topo. Ideale per la ricerca sul metabolismo della chitina e sulla difesa immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CHIT1 Rabbit pAb
Note / Alias	CHI3; CHIT; CHITD; CHIT1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1118
GeneID	1118
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 217-466 della CHIT1 umana (NP_003456.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q13231
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio