


Anticorpo Policlonale Anti-Chk1 Per Wb, Elisa - O14757

Numero articolo: CM0022767



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Chk1 umano (Chinasi del checkpoint 1), validato per WB ed ELISA. Adatto per la ricerca sul checkpoint del ciclo cellulare e sulla risposta al danno al DNA. Riconosce la proteina Chk1 umana, ~54 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Chk1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CHK1; Chk1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1111
GeneID	1111
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 148-307 di Chk1 (NP_001265.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O14757
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio