


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Chk1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14757

Numero articolo: CM0009279



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Chk1 di alta qualità per Western blot, immunoistochimica (paraffina) ed ELISA. Reagisce con la Chk1 umana, una chinasi di checkpoint da 54 kDa coinvolta nella risposta al danno del DNA e nella regolazione del ciclo cellulare. Ideale per studi di oncologia e integrità genomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Chk1 Rabbit mAb
Note/Alias	CHK1; CHEK1; Chk1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	1111
ID gene	1111
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Chk1 umana (O14757).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	O14757
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio