


Anticorpo Policlonale Anti-Chk1 Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14757

Numero articolo: CM0028010



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-Chk1 validato in WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva Chk1 umano, murino e ratto (54 kDa). Ideale per la ricerca sul checkpoint del ciclo cellulare e sulla riparazione del danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Chk1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CHK1; Chk1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1111
Gene ID	1111
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 148-307 di Chk1 (NP_001265.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O14757
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio