

Anti-Chk2 (Chk2) Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O96017

Numero articolo: CM0003957



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Chk2 validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Riconosce la proteina umana Chk2 (O96017), una chinasi di checkpoint del danno al DNA. Ideale per ricerche sul ciclo cellulare, sul cancro e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Chk2 Coniglio mAb
Note/Alias	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Chk2
Specie	Umano
Gene ID	11200
Immunogeno	Peptide Sintetico · Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della proteina umana Chk2 (O96017).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	O96017
Peso Proteico	15-38 kDa/50-65 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio