

Anti-Chk2 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O96017

Numero articolo: CM0016467



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la chinasi umana Chk2 (CHEK2), validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Ideale per lo studio della risposta al danno del DNA, dei checkpoint del ciclo cellulare e delle vie di segnalazione dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Chk2 Coniglio pAb
Note/Alias	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	11200
Gene ID	11200
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di Chk2 umano (NP_009125.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	O96017
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio