

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Chm Per Wb, Elisa - P24386

Numero articolo: CM0026931

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro CHM umano (REP-1, proteina della coroideremia). Immunogeno ricombinante (aa 120-210). Convalidato per Western blotting e ELISA. Essenziale per la ricerca sulla geranylgeranilazione di Rab e sul traffico proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CHM Rabbit pAb
Note/Alias	TCD; GGTA; REP-1; DXS540; HSD-32; CHM
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1121
GeneID	1121
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-210 della CHM umana (NP_000381.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P24386
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio