

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Chml Per Wb, If/Icc, Elisa - P26374

Numero articolo: CM0024495

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la CHML (REP2) umana, componente A della Rab geranylgeriltransferasi, validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studi sulla prenilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CHML Rabbit pAb
Note/Alias	REP2; CHML
Specie	Umana
GenelD umano	1122
GenelD	1122
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della CHML umana (NP_001812.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P26374
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio