

Anticorpo Policlonale Anti-Chmp1A Per Wb E Elisa - Q9Hd42

Numero articolo: CM0016060



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per CHMP1A, validato per Western blot e ELISA. Ha reazione crociata con specie umana e di topo. Ideale per studi sul complesso ESCRT-III, la formazione di corpi multivescolari, la citochinesi e la regolazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CHMP1A Rabbit pAb
Note/Alias	PCH8; CHMP1; PRSM1; PCOLN3; VPS46A; VPS46-1; CHMP1A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5119
GeneID	5119
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-196 di CHMP1A umano (NP_002759.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9HD42
Peso molecolare proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio