


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Chmp1B Per Wb, Elisa - Q7Lbr1

Numero articolo: CM0025625



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio CHMP1B per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA. Rileva CHMP1B/CHMP1B umano, murino e ratto, un componente chiave di ESCRT-III nella sorting endosomiale e nella citochinesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CHMP1B Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	Vps46B; C10orf2; C18orf2; CHMP1.5; Vps46-2; C18-ORF2; hVps46-2; CHMP1B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	57132
ID Gene	57132
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-199 di CHMP1B umano (NP_065145.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q7LBR1
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio