


Anticorpo Policlonale Anti-Chmp2A Per Wb, Elisa - 043633

Numero articolo: CM0015028



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CHMP2A umano, un componente centrale di ESCRT-III. Adatto per applicazioni di WB ed ELISA. Ideale per studi sul sorting endosomiale, sulla citochinesi e sul budding virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CHMP2A Rabbit pAb
Note/Alias	BC2; BC-2; VPS2; CHMP2; VPS2A; CHMP2A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	27243
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-222 di CHMP2A umano (NP_055268.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	043633
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio