

Anticorpo Policlonale Anti-Chmp2B Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uqn3

Numero articolo: CM0014062



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CHMP2B umano, adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con l'essere umano e il topo. La proteina bersaglio è un componente centrale di ESCRT-III coinvolto nell'ordinamento MVB e nella scissione della membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CHMP2B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DMT1; ALS17; VPS2B; VPS2-2; CHMP2.5; FTDALS7; CHMP2B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	25978
ID Gene	25978
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-213 di CHMP2B umano (NP_054762.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9UQN3
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio