

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Chmp2B Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uqn3

Numero articolo: CM0003233



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CHMP2B validato per Western blot, immunoistochimica e ELISA. Adatto per campioni di origine umana, di topo e ratto. Il bersaglio è una proteina del complesso ESCRT-III coinvolta nel sorting endosomiale e nella neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | CHMP2B Rabbit mAb                                                                                                                      |
| Annotazioni/Alias   | DMT1; ALS17; VPS2B; VPS2-2; CHMP2.5; FTDALS7; CHMP2B                                                                                   |
| Specie              | Umana                                                                                                                                  |
| GeneID (umano)      | 25978                                                                                                                                  |
| GeneID              | 25978                                                                                                                                  |
| Immunogeno          | Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 114-213 della CHMP2B umana (Q9UQN3). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                  |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                       |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                      |
| SWISS               | Q9UQN3                                                                                                                                 |
| Peso proteico       | 24kDa                                                                                                                                  |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                  |