


Anticorpo Policlonale Anti-Chmp6 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Fz7

Numero articolo: CM0029974



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CHMP6 validato per WB, IF/ICC, ELISA; rileva CHMP6 umano e murino, una componente dell'ESCRT-III coinvolta nell'ordinamento endosomiale e nella formazione degli MVB. Ideale per la ricerca sul traffico di membrana e la citochinesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CHMP6 Rabbit pAb
Note / Alias	VPS20; CHMP6
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	79643
ID gene	79643
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 111-200 della CHMP6 umana (NP_078867.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q96FZ7
Peso molecolare proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio