

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Chodl Per Wb, Elisa - Q9H9P2

Numero articolo: CM0020876

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce il CHODL umano (condrolettina) per applicazioni WB ed ELISA. Rileva le isoforme di topo e ratto. Adatto per la ricerca sullo sviluppo dei neuriti, la guida assonale e lo sviluppo del sistema nervoso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-CHODL
Note/Alias	MT75; PRED12; C21orf68; CHODL
Specie	Umano
GeneID (Umano)	140578
GeneID	140578
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 110-210 del CHODL umano (NP_001191103.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9H9P2
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio