

Anticorpo Policlonale Anti-Chp1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99653

Numero articolo: CM0020595



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CHP1, validato per WB, IF/ICC, ELISA nell'uomo, nel topo e nel ratto. Bersaglia la proteina omologa B della calcineurina 1 (22 kDa), coinvolta nella regolazione del pH e nel traffico vescicolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CHP1 Rabbit pAb
Note/alias	CHP; p22; p24; SPAX9; Sid470p; SLC9A1BP; CHP1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	11261
GeneID	11261
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-195 di CHP1 umano (NP_009167.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q99653
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante