


Anticorpo Policlonale Anti-Chpt1 Per Wb, Elisa - Q8Wud6

Numero articolo: CM0021104



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CHPT1 umano, validato per WB ed ELISA. La colina fosfotransferasi 1 catalizza la fase finale della sintesi della fosfatidilcolina, fondamentale per la biogenesi delle membrane.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CHPT1 Rabbit pAb
Note/Alias	CPT, CPT1, CHPT1
Specie	Umano
ID del gene	56994
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di CHPT1 umano (NP_064629.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8WUD6
Peso della proteina	45 kDa
Spedizione	Contenitore refrigerante