

Anticorpo Policlonale Anti-Chrac1 Per Wb, Elisa - Q9Nrg0

Numero articolo: CM0013408

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina 1 del complesso di accessibilità alla cromatina (CHRAC1). Validato per Western blot e ELISA, riconosce CHRAC1 umano, di topo e di ratto. Adatto per studi sul rimodellamento della cromatina e sull'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] CHRAC1 Rabbit pAb
Note/Alias	YCL1; CHARC1; CHARC15; CHRAC-1; CHRAC15; CHRAC-15; C1
Specie	Umano
ID gene (Umano)	54108
ID gene	54108
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-131 di CHRAC1 umano (NP_059140.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NRG0
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio