

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Chrac1 Per Wb, Elisa - Q9Nrg0

Numero articolo: CM0029258

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CHRAC1 per Western Blot e ELISA, specifico per la proteina 1 del complesso di accessibilità alla cromatina umana (CHRAC1, 15 kDa). Convalidato per uso nella ricerca sul rimodellamento della cromatina e sulla replicazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	CHRAC1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	YCL1; CHARC1; CHARC15; CHRAC-1; CHRAC15; CHRAC-15; CHRAC1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	54108
GeneID	54108
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-131 della CHRAC1 umana (NP_059140.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9NRG0
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio