

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Chrd Per Wb, Elisa - Q9H2X0

Numero articolo: CM0022149

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro CHRD umano (Chordin), validato per WB ed ELISA. Adatto per la reattività crociata con topo e ratto. Ideale per ricerche sulla biologia dello sviluppo e sulla segnalazione BMP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CHRD Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CHRD
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8646
GeneID	8646
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 686-955 di CHRD umano (NP_003732.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9H2X0
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio