

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Chrfam7A Per Wb, Elisa - Q494W8

Numero articolo: CM0014776

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che mira alla proteina di fusione umana CHRFAM7A. Validato per Western blot ed ELISA, cross-reattivo con topo e ratto. Ideale per studi di neuroscienze sull'espressione delle proteine di membrana dell'ippocampo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CHRFAM7A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	D-10; CHRNA7; NACHRA7; CHRNA7-DR1; CHRFAM7A
Specie	Umano
Gene ID	89832
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 della CHRFAM7A umana (NP_647536.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q494W8
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio