

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Chrfam7A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q494W8

Numero articolo: CM0028805

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro CHRFA7A umano (proteina di fusione CHRNA7-FAM7A), validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per studi di neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	CHRFAM7A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	D-10; CHRNA7; NACHRA7; CHRNA7-DR1; CHRFAM7A
Specie	Umano
GenelD (Umano)	89832
GenelD	89832
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di CHRFAM7A umano (NP_647536.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q494W8
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio