

Anticorpo Policlonale Anti-Chrm1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P11229

Numero articolo: CM0022849



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CHRM1 diretto contro il recettore muscarinico M1 dell'acetilcolina (P11229). Validato in WB, IF/ICC, ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sui GPCR e di neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	CHRM1 pAb di coniglio
Note/Alias	M1, HM1, M1R, CHRM1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1128
GeneID	1128
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P11229
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante