

Anticorpo Policlonale Anti-Chrm1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11229

Numero articolo: CM0021884



introduzione

Il pAb di coniglio CHRM1 è un anticorpo policlonale che si lega al recettore muscarinico dell'acetilcolina M1, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione GPCR e neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CHRM1 Rabbit pAb
Ossioni/Alias	M1, HM1, M1R, CHRM1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1128
Gene ID	1128
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 251-350 del CHRM1 umano (NP_000729.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P11229
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio