


Anticorpo Policlonale Anti-Chrm3 Per Wb, Elisa - P20309

Numero articolo: CM0022004



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CHRM3 umano. Adatto per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Immunogeno ricombinante (aa 390-475). Ideale per studi di segnalazione GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CHRM3 Rabbit pAb
Note/Alias	HM3, PBS, EGBRS, CHRM3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1131
GeneID	1131
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 390-475 di CHRM3 umano (NP_000731.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20309
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio