


Anticorpo Policlonale Anti-Chrm5 Per Wb E Elisa - P08912

Numero articolo: CM0024980



introduzione

pAb coniglio anti-CHRM5 validato per WB e ELISA, reattivo con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione GPCR e per gli studi sui recettori muscarinici in neuroscienze e farmacologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio CHRM5
Osservazioni/Alias	HM5; CHRM5
Specie	Umano
GeneID (umano)	1133
GeneID	1133
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 275-370 del CHRM5 umano (NP_036257.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P08912
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio