

Anticorpo Policlonale Anti-Chrna1 Per Wb, If, Ihc, Elisa - P02708

Numero articolo: CM0026988



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro CHRNA1 umano, adatto per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Rileva la proteina CHRNA1 umana e murina, ~52kDa. Ideale per la ricerca neuromuscolare e sui canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CHRNA1 Coniglio pAb
Note/Alias	ACHRA; ACHRD; CHRNA; CMS1A; CMS1B; CMS2A; FCCMS; SCCMS; CHRNA1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1134
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 105-220 del CHRNA1 umano (NP_000070.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P02708
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio