


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Chrna3 Per Wb Ed Elisa - P32297

Numero articolo: CM0024432



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio CHRNA3 di alta qualità convalidato per applicazioni Western blot ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca neuroscientifica e sui recettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CHRNA3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LNCR2; PAOD2; BAIPRCK; NACHRA3; CHRNA3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1136
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 32-240 di CHRNA3 umano (NP_000734.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P32297
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio