


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Chrna6 Per Wb, Elisa - Q15825

Numero articolo: CM0028594



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CHRNA6 umano, validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso il topo. Ideale per lo studio dei recettori nicotinici dell'acetilcolina nella ricerca neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CHRNA6 Rabbit pAb
Note/Alias	CHNRA6; CHRNA6
Specie	Umano
GeneID (umano)	8973
GeneID	8973
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q15825
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio