

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Chrna7 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36544

Numero articolo: CM0022961



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro CHRNA7 (alfa-7 nAChR). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. L'immunogeno ricombinante mira al dominio extracellulare. Ideale per la ricerca sulla neuroinfiammazione e sulla segnalazione colinergica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CHRNA7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NACHRA7; CHRNA7-2; CHRNA7
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1139
Gene ID	1139
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 23-230 di CHRNA7 umano (NP_001177384.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P36544
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio