

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Chrna9 Per Wb, Elisa - Q9Ugm1

Numero articolo: CM0025482



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che bersaglia la sottounità alfa-9 del recettore neuronale dell'acetilcolina umano (CHRNA9). Convalidato per WB e ELISA, con reattività su campioni di origine umana, mouse e ratto. Ideale per la ricerca nelle neuroscienze e sui canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CHRNA9 Rabbit pAb
Note/Alias	NACHRA9; HSA243342; CHRNA9
Specie	Umana
GeneID (Umana)	55584
GeneID	55584
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UGM1
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio