


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Chrnb2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P17787

Numero articolo: CM0030557



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce CHRNB2 umano (subunità beta-2 del recettore nicotinico neuronale). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca in neuroscienze e sui canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CHRNB2 Rabbit pAb
Note/Alias	EFNL3; nAChRB2; CHRNB2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1141
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 340-430 di CHRNB2 umano (NP_000739.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17787
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacca refrigerante